# \_180°C CCO Shole body cryotherapy whole body cryotherapy

-180℃で目覚める回復力 ハードなスポーツ後のリカバリーに、全身冷却



クライオシャワー **CS-2000** 

### ■商品特徴

#### タッチパネル

■4つのモードをタッチパネルで簡単操作 機器使用後のメンテナンスは、 ボタン操作1つで完了



#### リフト

■アスリート向けに 耐荷重200kgのリフトを採用



## ブース状態表示ディスプレー

■ブース内の温度・時間は

ディスプレイ





# ■オプション品

#### 液体窒素容器

100L用・210L用などの種類があります。お客様 のご使用条件に応じた容器をご提案・お見積もり 致します。

#### フレキシブルホース



液体窒素容器を1本ご購入頂 くと1.3mのフレキシブルホー スが附属しています。



#### 液体窒素使用量の目安(ホース長1.3m使用時)

冷却進備 モード

3分間の モード

- ※液体窒素容器の圧力、使用場所の室温、フレキ シブルホースの長さの条件によって液体窒素の 使用量は、変わります
- ※液体窒素容器は、安全のため一定圧力以上にな ると窒素が抜ける仕組みになっています。100 L容器の場合1日あたり2.1Lが自然放出されま す。(液体窒素容器の種類による)

# ■使用方法


- 1.衣服を脱いで、下着のみになります。(ブラジャーは外します)
- 2.保護用手袋、保護用靴、保護用サポーターを着用します。
- 3.ブースに入って、リフトで頭がブースより上になるように高さを調整します。
- 4.冷気が出始めたら、ブース内で体を左右に回転します。
- 5.2~3分間で終了です。

# ■サイズ

H2350mm×W1800mm×D970mm

# ■仕様

定格電圧	AC200V (50 / 60Hz)			
消費電力(稼働時)	560W			
消費電力(待機時)	80W			
リモコン	あり			
タッチパネル	5.5inch			
外部液体窒素容器	100Lまたは200L			
対応身長	160cm~			
対応体重	~200kg			











#### 導入事例

# 国立スポーツ科学センター設置例

国立スポーツ科学センター(JISS)は、我が国のスポーツの国際競技力向上に向けた、スポーツ科学・医学・情報研 究推進の中枢機関として、財団法人日本オリンピック委員会、競技団体、スポーツ研究機関等と連携して調査・研究 を推進するとともに、その成果を踏まえて、我が国のトップレベルの競技者及びチームの国際競技力の向上を、ス ポーツ科学・医学・情報の各側面から組織的・総合的に支援している組織・施設です。



ホームページ

クライオシャワー 検索 pro.saraya.com/cryoshower

受注生産

ご注文から2ヶ月後の納品となります。設置場所を下見の上,輸送費は別途,見積となります。

品名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
クライオシャワー CS-2000	_	1	45295	_

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2015年7月現在のものです。

#### サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525 http://www.saraya.com/ 製品のお求め、お問合せ先

株式会社フォーム 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社4-191 TEL: 052-784-9125

E-Mail: mori@m-form.co.jp 担当 森宛